

Filmképző hatásának köszönhetően helyreállítja az egészséges fogínyt és nyugtatja a gyulladt szöveteket A GENGIGEL® a fogíny nyálkahártyája számára optimális tapadást biztosító és kiváló védelmet nyújtó orvostechnikai eszköz. Tulajdonságai a különböző polimerek használatából erednek, amelyeket a kiváló mechanikai jellemzők és a biokompatibilitás eléréséhez fejlesztettek. Összetevői között megtalálható a nagy molekulatömegű (HMW) hialuronsav, amely hasonlít a fogíny nyálkahártyájában található természetes hialuronsavra. A HMW hialuronsav különösen nagy koncentrációban található az egészséges fogínyszövet külső rétegeiben, ahol hozzájárul a periodontális szalag védőgát szerepéhez és szakítószilárdságához. Parodontális betegségben és a szöveteket érintő más trauma esetén (gyulladásos betegségek, fogínytasak, sebek stb.) a szövetekben jelentősen megemelkedik a hialuronsav iránti szükséglet (az alapértékeknek akár 200%-a is lehet), ami az íny egészséges állapotának fenntartásában játszott szerepét mutatja. Ezekben a betegségekben a hialuronsav hiánya több dolgot is megakadályoz a szövetekben: • a szabadon lévő víz egyensúlyának normál értékre való visszaállítását (aminek következtében a dagadás és a nyomás miatt fokozódik a fájdalom); • a fibrociták (a szövetek gyógyulását segítő sejtek) vándorlásának aktiválását, ami miatt a gyógyulás elhúzódik. A megfelelő HMW hialuronsav hiánya felelős tehát a gyulladásos állapot fennmaradásáért. Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a természetesen előfordulóhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkező exogén hialuronsav segíti a szövetek természetes gyógyulását. A GENGIGEL® egy innovatív termék, amely biotechnológiai úton fejlesztett, nagy molekulatömegű hialuronsavat kínál, amely hosszan tartó hatással rendelkezik. A hialuronsav alkalmazása a fogínyben természetesen előforduló HMW hialuronsav hiányának megelőzésével és hatásának fokozásával biztosítja a parodontális szövet folyadék egyensúlyát, valamint a kedvezőbb gyógyulási és regenerációs funkciókat. A hialuronsav sem helyi sem szisztémás farmakológiai hatást nem fejt ki a nyálkahártyára.

A GENGIGEL® maximális tapadást biztosít, így lehetővé teszi, hogy a hialuronsav (amely egyébként a folyamatos nyáltermelés miatt kimosódna a szájüregből) a megfelelő helyen maradjon. A GENGIGEL® nagyon biztonságos, nincs ellenjavallata vagy mellékhatása, így gyerekek, terhes nők és idősek is korlátozás nélkül használhatják. A GENGIGEL® biztonságossági profilja különösen hasznos, ha a gyulladáscsökkentők használata ellenjavallott. A xilit egy természetes édesítőszer, amely nem károsítja a fogakat és nem változtatja meg számottevő mértékben a vércukor szintjét sem, így ezen tulajdonságainak köszönhetően a terméket cukorbeteg is használhatja. Gyógyszerekkel nincs ismert kölcsönhatása. **Javallatai:** gyulladásos betegségek (gingivitis, fogínyvérzés, fogíny visszahúzódása, fogínytasakok) és más traumás állapotok (különösen szájfekélyek, kivehető protézisek és fogszabályozó készülékek okozta sebek, tisztítás, horzsolás, foghúzás, műtét utáni gyógyulás stb.), valamint azok a betegségek, amelyekben a fogíny nyálkahártyájának nagyobb koncentrációban van szüksége hialuronsavra. **Használati útmutató:** a megfelelő szájjápolást követően alkalmazzuk a GENGIGEL® terméket naponta 3-5 alkalommal (főétkezések után) 3-4 héten keresztül, amíg az összes tünet meg nem szűnik. Tanácsos az alkalmazást követően legalább 30 percig tartózkodni az evéstől és ivástól.

Gél: Tiszta ujjunkkal vigyünk fel az ínyre egy vékony réteget, és finoman masszírozzuk be, hogy megfelelő legyen az eloszlása a nyálkahártya felületén. **Hidrogél szájöblítő oldat:** 10 ml (egy adag) folyadék kkal öblögessünk 1-2 percig. A termék használatra kész, nem kell hígítani. € 0373 mérőpohár mellékelve. **Spray:** minden fújás biztosítja a folyadék homogén, egyenletes eloszlását a száj felületén; 1 vagy 2 fújás a gyulladt vagy traumás szövetre. Az üveget függőlegesen kell tartani. A termék lenyeléséből adódó problémákról eddig nem számoltak be. **Ellenjavallatok:** a GENGIGEL® használata ellenjavallott bármelyik összetevőre való túlérzékenység esetén. **Figyelmeztetések:** ne használja a terméket, ha az láthatóan sérült. Tárolás: szobahőmérsékleten, 5°C és 40°C között; közvetlen hőtől védve. Lejáratú idő után ne használja. Használat után a termék maradványait távolítsa el, mielőtt a tartályt lezárja. A termék személyes használatra való. Gyermekektől távol tartandó. Amennyiben a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon egészségügyi szakemberhez.

Composition / Zusammensetzung / Összetétel: / Sestava / Sastav: / Състав / Состав /

Principal ingredient: / Hauptinhaltsstoffe: / Fő összetevő: / Glavna sestavina: / Glavni sastojak: / Основна съставка: / Главна съставка:	Other ingredients: / Sonstige Inhaltsstoffe: / Egyéb összetevők: / Druge sestavine: / Ostali sastojci: / Други съставки:	It may contain
GEL Sodium Hyaluronate	Aqua, Xylitol, Cellulose Gum, Alcohol, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Polyvinyl Alcohol, Carbomer (Polycarbophil), Dichlorobenzyl Alcohol, Aroma, Sodium Hydroxide, Acid Blue 9 (CI 42090).	Citric Acid
HYDROGEL-MOUTHRINSE Sodium Hyaluronate	Aqua, Xylitol, Alcohol, Polysorbate 20, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Dichlorobenzyl Alcohol, Carbomer (Polycarbophil), Aroma, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Acid Blue 9 (CI 42090).	—
SPRAY Sodium Hyaluronate	Aqua, Xylitol, Alcohol, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium phosphate, Polyvinyl Alcohol, Aroma, Dichlorobenzyl Alcohol, Trisodium phosphate.	Citric Acid, Sodium Hydroxide



RICERFARMA s.r.l.

Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT www.ricerfarma.com
Made in EU